



شرکت آسیا جراح پیشرو ASIA JARAH PISHRO CO. LTD

پیشرو در تولید محصولات مصرفی اتاق عمل و جراحی
The leading manufacturer of operating
room and surgical consumables

GENERAL
SURGERY



Surgical Incision Drape

Description

The self-adhesive incision drape is made of resistance to water permeability polyethylene film, that is coated with a special acrylic adhesive and then attached to a layer of protection releasing paper

The Sidebar makes it easier to paste the dressing on the skin or remove it

Hypoallergenic, will not cause any unexpected action to the skin after it's applied

The iodine surgical film contains 0.45% - 0.8% iodine, the rate of anti-bacteria can reach up to 99%

Warning

Keep dry

Use only once

Don't use it when the package has been opened or damaged

Sterile EO Gas

Code No.	Model	Size	Packaging
9134	Simple	30cm x 40cm	100 Packs/Box
9136	Simple	40cm x 45cm	100 Packs/Box
9138	Simple	40cm x 60cm	100 Packs/Box
9144	Iodine	40cm x 45cm	100 Packs/Box
9148	Iodine	40cm x 60cm	100 Packs/Box

پوشش موضع جراحی

توضیحات

- پوشش محل برش جراحی از پلی اتیلن مقاوم در برابر نفوذپذیری آب تولید شده، که با چسب اکریلیک مخصوص پوشش داده شده است و سپس با یک کاغذ محافظ چسب تکمیل می‌گردد.

- لبه‌های کناری این پوشش چسباندن و جداکردن آن را از روی پوست موضع جراحی راحت‌تر می‌نماید.

- غیر حساسیت زه، پوست پس از برداشتن پوشش هیچگونه واکنشی نشان نخواهد داد.

- فیلم بتادینه جراحی حاوی ۰/۴۵ تا ۰/۸ درصد ید می‌باشد. این مقدار می‌تواند تا ۹۹٪ باکتری‌ها را از بین ببرد.

هشدار

در جای خشک نگهداری شود

فقط یک‌بار مصرف گردد

زمانی‌که بسته‌بندی باز یا مخدوش است استفاده نشود

استریل شده به‌وسیله اتیلن اکساید



Incision Retraction and Protection

Description

AJP Retractors are used in all types of surgery for opening incisional tissues for better surgeon vision protecting incisions from skin contaminations

Warning

Keep dry

Use only once

Don't use it when the package has been opened or damaged

Sterile EO Gas

Model	Code No.	Top ring diameter	Botton ring diameter	Nylon diameter	Retractor height	Packaging
Small	9156	80 cm	80 cm	80 cm	40-150 cm	20 Packs/Box
Medium	9157	120 cm	120 cm	120 cm	40-150 cm	20 Packs/Box
Large	9158	200 cm	200 cm	200 cm	40-150 cm	10 Packs/Box

اکارتور موضع جراحی

توضیحات

اکارتورها برای ایجاد دید بهتر جراح از محل جراحی و همچنین محافظت موضع جراحی از آلودگی‌های پوست، مورد استفاده قرار می‌گیرند

هشدار

در جای خشک نگهداری شود

فقط یک‌بار مصرف گردد

زمانی‌که بسته‌بندی باز یا مخدوش است استفاده نشود

استریل شده به‌وسیله اتیلن اکساید



Strip Tompon (Mesh)

Features

100% pure and natural cotton
Soft, strong, thin, and high absorbent character
Pliable natural hemostatic material with hypoallergenic property
Non-adherent

Indication

Indicated for surgical bleeding control (hemostat)
In Genital, General, ENT, Orthopedic, and other surgeries

Available

Disposable Material
Don't reuse
Radiopaque or simple
Sterile, EO

Warning

Keep dry
Use only once
Don't use it when the package has been opened or damaged

Code No.	Size	Packaging
1500	8mm x 1200mm	150 Packs/Box - 4 Box/Carton (Simple)
1500R	8mm x 1200mm	150 Packs/Box - 4 Box/Carton (Radiopaque)
1800	25mm x 1200mm	200 Packs/Carton (Simple)
1800R	25mm x 1200mm	200 Packs/Carton (Radiopaque)

تامپون نواری (مش)

ویژگی‌ها

کتان ۱۰۰٪ طبیعی و تصفیه شده
نرم، فشرده و باریک با قابلیت جذب بالا
مواد کنترل کننده خونریزی با قابلیت انعطاف و غیر حساسیت زا
بدون ایجاد چسبندگی

موارد استفاده

برای کنترل خونریزی در عمل‌های جراحی
قابل استفاده در عمل‌های ژنیتال، عمومی، گوش و حلق بینی، ارتوپدی و ...

قابل استفاده

مواد یکبار مصرف، مجدد استریل نشود
با و بدون نشانگر رادیوگرافی
استریل شده به وسیله اتیلن اکساید

هشدار

در جای خشک نگهداری شود
فقط یکبار مصرف گردد
زمانی که بسته بندی باز یا مخدوش است استفاده نشود



Patti (Neurosurgical Sponge)

Features

pure and natural cotton 100%
Soft, strong, thin and high absorbent character
Pliable natural hemostatic material with Hypo allergenic property
Non adhesive

Indication

Patti indicated for surgical bleeding control (hemostats)
In Neuro, Orthopedic, Vascular, and Microscopic surgeries

Warning

Keep dry
Use only once
Don't use when package has been opened or damaged
Sterile EO Gas

Code No.	Size	Packaging
1010	10mm x 10mm	10 Pads or Strip/Pouch - 100 Pouches/Box 4 Box/Carton
1525	15mm x 25mm	10 Pads or Strip/Pouch - 100 Pouches/Box 4 Box/Carton
2050	20mm x 50mm	10 Pads or Strip/Pouch - 100 Pouches/Box 4 Box/Carton
3030	30mm x 30mm	10 Pads or Strip/Pouch - 100 Pouches/Box 4 Box/Carton
2575	25mm x 75mm	10 Pads or Strip/Pouch - 100 Pouches/Box 4 Box/Carton
30120	30mm x 120mm	10 Pads or Strip/Pouch - 100 Pouches/Box 4 Box/Carton

پنبه دمدر (تامپون مغز و اعصاب)

ویژگی‌ها

کتان ۱۰۰٪ طبیعی و تصفیه شده
نرم، فشرده و باریک با قابلیت جذب بالا
مواد کنترل کننده خونریزی با قابلیت انعطاف و غیر حساسیت زا
بدون ایجاد چسبندگی

موارد استفاده

برای کنترل خونریزی در اعمال جراحی
مغز و اعصاب، ارتوپدی، عروق و میکروسکوپی

هشدار

در جای خشک نگهداری شود
فقط یکبار مصرف گردد
زمانی که بسته بندی باز یا مخدوش است استفاده نشود
استریل شده به وسیله اتیلن اکساید



Suction Tips

Description

Lightweight suction instrument for effective suction of fluid and bleeding in surgeries
Different sizes for different surgeries
With ergonomic handle shape and compatible with different suction tube connectors
Flexible metal pi

Available

Fluid and bleeding suction for different surgeries

Warning

Keep dry
Use only once
Don't use it when the package has been opened or damaged
Sterile EO

Code No.	Gauge	Packaging
3320	Frazier 6	100 Packs/Box
3327	Frazier 8	100 Packs/Box
3333	Frazier 10	100 Packs/Box
3340	Frazier 12	100 Packs/Box
3360	Yankauer	100 Packs/Box

سر ساکشن‌ها

توضیحات

- ابزار ساکشن سبک برای مکش خون و ترشحات در جراحی
- اندازه‌های مختلف برای اعمال جراحی مختلف
- با شکل دسته مناسب و انتهای متناسب با رابط لوله ساکشن‌های مختلف
- لوله قابل انعطاف فلزی جهت تغییر شکل در زاویه‌های مختلف

موارد استفاده

تخلیه خون و ترشحات از محیط جراحی‌های مختلف

هشدار

در جای خشک نگهداری شود
فقط یکبار مصرف گردد
زمانی که بسته‌بندی باز و یا مخدوش شده استفاده نشود
استریل به وسیله اتیلن اکساید



Assist Surgeries Sets

Description

These Sets use for Dressing, Suturing, local Anesthesia, Catheter Induction, and many other works in Hospitals, Clinics and other Medical Centers by doctors or medical team.
The main configuration is containing:
Disposable Tweezers, Clamp, Blade, Dish, Gauze, Drape

Warning

Keep dry
Use only once
Don't use it when the package has been opened or damaged
Sterile EO Gas

ست‌های کمک جراحی

ترکیب

این ست‌ها برای انجام پانسمان، بخیه، بی‌هوشی‌های موضعی، کارگذاری سوندها و کاتترها و اعمال دیگر در بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و سایر مراکز درمانی توسط پزشک و یا تیم پزشکی مورد استفاده واقع می‌شوند.

هشدار

در جای خشک نگهداری شود
فقط یکبار مصرف گردد
زمانی که بسته‌بندی باز و یا مخدوش است استفاده نشود
استریل شده به وسیله اتیلن اکساید



Suture Set (Dressing set)
Code No.14086



Prep Set
Code No.14087

Code No.	Dish	Dyer Drape	Perforated Drape	Drape	Tweezers	Ring Forceps	Clamp	Gauze	Ball Gauze	Packaging
14086	1	0	1	1	1	0	1	6	4	50 Packs/Box
14087	1	1	0	1	0	1	0	6	4	50 Packs/Box